



Uchwyt model 332 do pipet



Uchwyt 332 na 2 pipety do montowania na półce. Wykonany z poliwęglanu. Zaprojektowany do przechowywania wszystkich rodzajów pipet Acura[®] i Calibra[®] włączając mikrodozownik Acura[®] 865. Wyprodukowany w Szwajcarii. Wyposażony w **samoprzylepny pasek**, który zapewnia dobre mocowanie na każdej czystej powierzchni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0758	Uchwyt 332	niebieski	320.332	1 szt.
	N-0759	Uchwyt 332	niebieski	320.332.4	4 szt.

Opis

Uchwyt 332 firmy Socorex przeznaczony do przechowywania maksymalnie dwóch pipet. **Dostosowany do pipet mikro, makro i wielokanałowych.** Wykonany z tworzywa sztucznego, poliwęglanu. Umożliwia prawidłowe przechowywanie pipet, chroni je przed uszkodzeniem i zwiększa żywotność. Wyposażony w **samoprzylepny pasek**, który zapewnia dobre mocowanie na czystej powierzchni.