



Statywy na pipety Twister™ universal 336 - 6-miejscowe



Twister™ universal 336 to sześciopozycyjne, uniwersalne statywy na pipety różnych producentów do prawidłowego przechowywania pipet w codziennej pracy. Produkowane w Szwajcarii. Przydatne do użytku w każdym laboratorium. Dostosowane do przechowywania pipet Socorex® oraz większości pipet innych producentów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	N-0742	Statyw na pipety Twister™ universal 336	czerwony	320.336R
	N-0743	Statyw na pipety Twister™ universal 336	pomarańczowy	320.336O
	N-0744	Statyw na pipety Twister™ universal 336	żółty	320.336Y
	N-0745	Statyw na pipety Twister™ universal 336	zielony	320.336G
	N-0746	Statyw na pipety Twister™ universal 336	niebieski	320.336B
	N-0747	Statyw na pipety Twister™ universal 336	szary	320.336Q
	N-0748	Statyw na pipety Twister™ universal 336	biały	320.336W

Opis

Statyw na pipety Twister™ universal 336 jest dostosowany do przechowywania pipet Socorex® oraz większości pipet innych producentów. Statywy Twister™ są łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości. Niezbędne w każdym laboratorium. Statywy posiadają **wbudowany mechanizm umożliwiający obracanie jednym palcem**. Umożliwiają szybki dostęp i podgląd każdej pipety. Obracają się w zakresie 360°. Mają **antypoślizgowe podkładki**, które zapewniają stabilność statywu na blacie. Łatwe w utrzymaniu i przenoszeniu. Posiadają **kolorowe dyski aż w 7 kolorach**.