



Filtr okrągły - typ 388

Munktell
AHLSTROM

Filtr okrągły do analiz ilościowych. Bardzo dobra jakość. Szybka filtracja. Nie zawiera popiołu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica	Szt./Op.
	E-1733	Filtr okrągły	388	55 mm	100 szt.
	E-1734	Filtr okrągły	388	70 mm	100 szt.
	E-1735	Filtr okrągły	388	90 mm	100 szt.
	E-1736	Filtr okrągły	388	110 mm	100 szt.
	E-1737	Filtr okrągły	388	125 mm	100 szt.
	E-1738	Filtr okrągły	388	150 mm	100 szt.
	E-1739	Filtr okrągły	388	185 mm	100 szt.

Opis

Filtr okrągły do analiz ilościowych. Bardzo dobra jakość. Szybka filtracja. Nie zawiera popiołu.

Waga papieru: 80 g/m².

Czas filtracji: FS * 12.

Czarny punkt.