



Okrągłe filtry bibułowe - typ 11A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2131	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2132	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2133	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2134	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2135	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2136	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2137	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2138	Okrągłe filtry bibułowe, typ 11A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 11A.**
Grubość: 0,18 mm. **Czas filtracji:** 10 s. **Gramatura:** 84 g/m². **Retencja:** 12-15 µm.