



Statyw do dozowników Stepper™ 411 i 416



Statyw do dozowników Stepper™ 411 i 416 wykonany z PVC. Lekki, przezroczysty, umożliwia właściwe przechowywanie pipet dozujących zapobiegając ich uszkodzeniom. Produkowany w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	N-0705	Statyw do dozowników Stepper™ 411 i 416	przezroczysty	320.411

Opis

Poręczny stojak do dozowników Stepper™ 411 i 416. Umożliwia łatwe przechowywanie dozowników strzykawkowych Stepper™ 411 i 416. Może pomieścić dwa kodowane kolorami pokręta nastawcze i jeden adapter strzykawki Ecostep™. Wykonany z tworzywa sztucznego PVC. Lekki, przezroczysty, mały idealny do każdego laboratorium. Pozwala na właściwe przechowywanie, wydłuża żywotność urządzenia, zapobiega uszkodzeniom.