



Końcówki strzykawkowe Ecotest[™] do dozowników Socorex



Końcówki strzykawkowe Ecotest[™] do dozowników Stepper[™] 411 i 416. Wykonane z PE/PP, materiałów odpornych chemicznie. Dostępne sterylne lub niesterylne. Kodowane kolorami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Obj. próbki	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-0911	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	0,75 ml	10-100 µl	żółte	niesterylne	316.010	worek	100 szt.
	N-0912	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	0,75 ml	10-100 µl	żółte	sterylne	316.010.9	pak. ind.	100 szt.
	N-0913	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	3,75 ml	50-500 µl	niebieskie	niesterylne	316.050	worek	100 szt.
	N-0914	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	3,75 ml	50-500 µl	niebieskie	sterylne	316.050.9	pak. ind.	100 szt.
	N-0915	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	37,5 ml	500-5000 µl	czerwone	niesterylne	316.500	worek	100 szt.
	N-0916	Końcówki strzykawkowe Ecotest [™]	37,5 ml	500-5000 µl	czerwone	sterylne	316.500.9	pak. ind.	100 szt.

Opis

Końcówki strzykawkowe Ecotest[™] przeznaczone do dozowników ręcznych Stepper[™] 411 i 416. Wytworzone z materiałów odpornych chemicznie (PE/PP). Trzy rozmiary końcówek obejmują pełny zakres objętości od 10 do 5000 µl. Dostarczane niesterylne luzem lub sterylne, pakowane indywidualnie.

Końcówki sterylne do dozowników są wolne od DNaz, RNaz i apirogenne. Kodowane kolorami w celu zmniejszenia ryzyka pomyłki podczas przeprowadzania badania.