



Okragłe filtry bibułowe - typ 13A

Okragłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-8105	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 9 mm	100 szt.
	B-8106	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 12 mm	100 szt.
	B-8107	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 13 mm	100 szt.
	B-8108	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 15 mm	100 szt.
	B-8109	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 27 mm	100 szt.
	B-8110	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 42,5 mm	100 szt.
	B-8111	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 47 mm	100 szt.
	B-2147	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2148	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2149	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2150	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2151	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2152	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2153	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2154	Okragłe filtry bibułowe, typ 13A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okragłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 13A.**

Grubość: 0,16 mm. **Czas filtracji:** 50 s. **Gramatura:** 84 g/m². Retencja: 5-8 µm