



Okrągłe filtry bibułowe - typ 14A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2155	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2156	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2157	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2158	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2159	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2160	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2161	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2162	Okrągłe filtry bibułowe, typ 14A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 14A**. **Grubość:** 0,15 mm. **Czas filtracji:** 100 s. **Gramatura:** 84 g/m². **Retencja:** 3-5 µm.