





## Pipety automatyczne Acura<sup>®</sup> manual 835 z adapterem do pipet Pasteura



Pipety Acura<sup>®</sup> manual 835 wykonane z najwyższej jakości materiałów. Wyprodukowane przez **szwajcarską firmę Socorex**. Idealne do pracy w laboratoriach stacjonarnych i terenowych. Przeznaczone do wielu zastosowań np.: analiz środowiskowych, aplikacji chemii klinicznej lub hodowli komórkowych w każdym laboratorium. Zapewniają wysoką jakość dozowania. Wyposażone w **adapter umożliwiający pracę ze szklanymi pipetami Pasteura i końcówkami sławkowymi**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Na końcówki	Nr producenta
	N-0557	Pipeta Acura <sup>®</sup> manual 835	0,2-2 ml	0,002 µl	2 ml	835.02PP
	N-0558	Pipeta Acura <sup>®</sup> manual 835	0,5-5 ml	0,01 µl	5 ml	835.05PP

### Opis

Pipeta Acura<sup>®</sup> manual 835 wykonana z wysokiej jakości materiałów. Posiada łatwą możliwość regulacji pojemności poprzez obrót głównego przycisku. Idealnie dopasowany mechanizm blokujący **Swift-set** chroni przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności. Ma system regulacji **Justip™**, który umożliwia ustawienie optymalnej odległości pomiędzy wyrzutnikiem i końcówką. Wyposażona w wymienny filtr chroniący mechanizm przed przepełnieniem i zanieczyszczeniem. Odporna na wstrząsy, promieniowanie UV oraz sterylizację w autoklawie. Posiada wymienny adapter o pojemności 2 i 5 ml **umożliwiający pracę ze szklanymi pipetami Pasteura i końcówkami**.