



Uchwyt na fiolki do pipet Acura[®] manual 865



Uchwyt na fiolki do pipet Acura[®] manual 865 z końcówką typu Luer.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0793	Uchwyt na fiolki do pipet Acura [®] manual 865 Luer		1.861.925	1 szt.

Opis

Uchwyt na fiolki do pipet Acura[®] manual 865. Wyposażony w końcówkę typu Luer. Przeznaczony do powtarzalnego dozowania mikrolitrowych pojemności bez konieczności wykorzystywania zużywalnych końcówek. Igła zamontowana w uchwycie przebija się przez septę zapewniając szczelne połączenie.