



Okrągłe filtry bibułowe - typ 15A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2163	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2164	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2165	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2166	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2167	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2168	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2169	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2170	Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 15A**.
Grubość: 0,14 mm. **Czas filtracji:** 180 s. **Gramatura:** 84 g/m². **Retencja:** 2-3 µm.