



Końcówki słomkowe Qualitix[®]



Końcówki słomkowe pasujące do pipet Acura[®] 810 są wykonane z najwyższej klasy polipropylenu. Bezbarwne, o średnicy 4 mm i długości 190 mm. Przeznaczone do pracy z głębokimi i wąskimi naczyniami oraz torbami do homogenizatora perystaltycznego. Wyprodukowane w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Średnica	Długość	Stopień czystości	Szt./Op.
	N-0891	Końcówki słomkowe Qualitix [®]	1,1 ml	bezbarwny	4 mm	190 mm	sterylny	40 x 25 szt.

Opis

Bezbarwne, długie, wąskie końcówki umożliwiające pobór płynów zawierających cząstki z toreb homogenizatorów perystaltycznych Stomacher[®] i wąskich zbiorników bez blokowania. Przeznaczone do pracy z pipetą do rozcieńczeń **Acura[®] manual 810**. Wykonane z PP o średnicy 4 mm i długości 190 mm. Zaprojektowane do pracy z głębokimi i wąskimi naczyniami oraz torbami do homogenizatora perystaltycznego. Duża średnica wewnętrzna słomki pozwala na pipetowanie roztworów zawierających cząstki stałe. Końcówki są sterylne, pakowane w zamkniętych workach i gotowe do natychmiastowego użycia.