






## Filtry ochronne do pipet Socorex



Filtry do pipet Socorex Acura<sup>®</sup>. Filtry chroniące przed kontaminacją próbki, bądź zanieczyszczeniem pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do pipet	Materiał	Wymiary	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0896	Filtry do pipet Socorex	Socorex Calibra <sup>®</sup> digital	Celuloza	7 x 22 mm	2 ml	322.02	250 szt.
	N-0897	Filtry do pipet Socorex	Socorex Acura <sup>®</sup> manual i Acura <sup>®</sup> electro	PP	20 x 7,5 mm	2 ml, 5 ml	322.05	50 szt.
	N-0898	Filtry do pipet Socorex	Socorex Calibra <sup>®</sup> digital, Acura <sup>®</sup> manual i Acura <sup>®</sup> electro	PP	30 x 10,5 mm	10 ml	322.10	50 szt.

### Opis

Filtry przeznaczone do pipet Socorex Acura<sup>®</sup> są wymienne, niesterylne, nie mogą być sterylizowane w autoklawie. Chronią przed przelaniem cieczy lub zanieczyszczeniem pipety aerozolem.

Wykonane z celulozy filtry N-0896 pasują do pipet Calibra<sup>®</sup> digital 832 o poj. 2 ml. Filtry ochronne wykonane z polipropylenu N-0987 są przeznaczone do pipet z serii Acura<sup>®</sup> manual 835 oraz Acura<sup>®</sup> electro 936 o poj. 2 ml i 5 ml. Natomiast N-0898 są odpowiednie do modeli Calibra<sup>®</sup> digital 832, Acura<sup>®</sup> manual 835 oraz Acura<sup>®</sup> electro 936 o poj. 10 ml.

Filtry ochronne do pipet Socorex pakowane są po 250 szt.