



## Końcówki do pipet Qualitix<sup>®</sup> w statywach - niesterylne



Końcówki do pipet Qualitix<sup>®</sup> **niesterylne, w statywach**. Wykonane w 100% z czystego polipropylenu niezawierającego żadnych zanieczyszczeń. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Autoklawowalne. Produkowane w Szwajcarii.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                   | Typ         | Pojemność  | Kolor      | Długość  | Stopień czystości | Nr producenta | Rodzaj pak. | Szt./Op.     |
|-----------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
|           | N-0831  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | regularne   | 0,5-5 ml   | bezbarwny  | 123,2 mm | niesterylny       | 312.05R       | statyw      | 2 x 50 szt.  |
|           | N-0821  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | ultra-micro | 0,1-10 µl  | bezbarwny  | 31,4 mm  | niesterylny       | 3090.0010R    | statyw      | 12 x 96 szt. |
|           | N-0822  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | wydłużone   | 0,1-10 µl  | bezbarwny  | 38,1 mm  | niesterylny       | 3020.0010R    | statyw      | 10 x 96 szt. |
|           | N-0823  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | uniwersalne | 0,1-200 µl | bezbarwny  | 49,6 mm  | niesterylny       | 3070.0200R    | statyw      | 10 x 96 szt. |
|           | N-0824  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | regularne   | 0,1-200 µl | żółte      | 49,6 mm  | niesterylny       | 3290.0200R    | statyw      | 10 x 96 szt. |
|           | N-0826  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | regularne   | 0,1-350 µl | bezbarwny  | 58,8 mm  | niesterylny       | 308.0350R     | statyw      | 10 x 96 szt. |
|           | N-0827  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | uniwersalne | 50-1000 µl | bezbarwny  | 88,9 mm  | niesterylny       | 3070.1000R    | statyw      | 6 x 96 szt.  |
|           | N-0828  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | regularne   | 50-1000 µl | niebieskie | 75,9 mm  | niesterylny       | 3190.1000R    | statyw      | 6 x 96 szt.  |
|           | N-0829  | Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup> | regularne   | 50-1000 µl | bezbarwny  | 75,9 mm  | niesterylny       | 3090.1000R    | statyw      | 6 x 96 szt.  |

### Opis

Końcówki **w statywach** Qualitix<sup>®</sup> w wersji **niesterylnej**. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Wykonane z najwyższej jakości i czystości polipropylenu. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C. Optymalnie dopasowane do pipet Socorex. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety.