



## Końcówki do pipet Qualitix<sup>®</sup> w statywach - sterylne



Końcówki Qualitix<sup>®</sup> **w statywach, bez filtra, sterylne**. Wolne od DNaz, RNaz, apirogenne. Wykonane z najwyższej jakości czystego niezawierającego metalu polipropylenu. Idealne do pipet Socorex. Mogą też być stosowane z pipetami innych producentów. Produkt szwajcarski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-0838	Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup>	regularne	50-1000 µl	niebieskie	75,9 mm	sterylny	3190.1000RS	statyw	6 x 96 szt.
	N-0834	Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup>	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwny	31,4 mm	sterylny	3090.0010RS	statyw	12 x 96 szt.
	N-0835	Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup>	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwny	49,6 mm	sterylny	3070.0200RS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0836	Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup>	regularne	0,1-200 µl	żółte	49,6 mm	sterylny	3290.0200RS	statyw	10 x 96 szt.
	N-0837	Końcówki do pipet Qualitix <sup>®</sup>	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwny	88,9 mm	sterylny	3070.1000RS	statyw	6 x 96 szt.

### Opis

Końcówki **w statywach, bez filtra, sterylne** Qualitix<sup>®</sup>. Wykonane z wysokiej jakości czystego niezawierającego metalu polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne. Idealnie dopasowane do pipet Socorex. **Zapewniają doskonałą szczelność**, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Można stosować w połączeniu z pipetami innych znanych producentów.