



Akcesoria do platformy uniwersalnej AS 4000.1



Akcesoria i części zapasowe do platformy uniwersalnej AS 4000.1 (K-4694).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4697	Platforma podstawowa AS 1.400	0003710200
	K-4698	Zapasowa rolka mocująca AS 1.401	0003712000
	K-4699	Śruba mocująca AS 1.402	0003712300

Opis

Akcesoria i części zapasowe do platformy uniwersalnej AS 4000.1 ([K-4694](#)) obejmują mocowanie bazowe AS 1.400 (K-4697), wałek mocujący AS 1.401 (K-4698) oraz śrubę mocującą AS 1.402 (K-4699).

Platforma K-4694 przeznaczona jest do pracy z [inkubatorami z wytrząsaniem IKA KS 4000](#).

Wymiary mocowania bazowego K-4697 wynoszą 470 x 444 x 25 mm (szer. x gł. x wys.), a jego masa to 2400 g. Zapasowa rolka K-4698 ma długość 417 mm. Do jej zamocowania potrzebne są 2 śruby K-4699.