



## Nakładki na próbki do mocowania bazowego VX 11



Piankowe nakładki do mocowania bazowego VX 11. Przeznaczone do wytrząsarki VXR basic Vibrax®. Umożliwiają wytrząsanie próbek o różnych średnicach.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa            | Na próbki              | Liczba miejsc | Nr producenta |
|-----------|---------|------------------|------------------------|---------------|---------------|
|           | K-1652  | Nakładka VX 11.1 | śr. 10 mm              | 70 miejsc     | 0003659000    |
|           | K-1653  | Nakładka VX 11.2 | śr. 12 mm              | 41 miejsc     | 0003659100    |
|           | K-1654  | Nakładka VX 11.3 | śr. 16 mm              | 32 miejsca    | 0003659200    |
|           | K-1655  | Nakładka VX 11.4 | śr. 20 mm              | 18 miejsc     | 0003659300    |
|           | K-1656  | Nakładka VX 11.5 | śr. 23 mm (poj. 30 ml) | 12 miejsc     | 0025005778    |
|           | K-1657  | Nakładka VX 11.6 | śr. 27 mm (poj. 50 ml) | 8 miejsc      | 0025005777    |

### Opis

Piankowe nakładki wraz z [mocowaniem bazowym VX 11](#) są przeznaczone do [wytrząsarki VXR basic Vibrax®](#). Umożliwiają wytrząsanie próbek o różnych średnicach. W serii występuje aż 6 modeli do różnych typów próbek, które można wymieniać w prosty i szybki sposób.

Nakładka **VX 11.1** ma 70 otworów o śr. 10 mm i jest przeznaczona do próbek typu Eppendorf. Kolejny model, **VX 11.2**, ma 41 miejsc na próbki o śr. 12 mm. Nasadka **VX 11.3** przeznaczona na maksymalnie 32 próbki o śr. 16 mm. Piankowa nakładka **VX 11.4** posiada 18 otworów o śr. 20 mm. Model **VX 11.5** pomieści do 12 próbek o śr. 23 mm (po. 30 ml). Ostatnia nasadka, **VX 11.6**, przeznaczona jest do próbek o poj. 50 ml. Ma 8 miejsc o śr. 27 mm.