



Puste pudełka na końcówki Qualitix[®]



Puste pudełka Qualitix[®] przeznaczone do przechowywania makro końcówek. Wykonane z tworzywa sztucznego PP. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do końcówek	Liczba miejsc	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0888	Puste pudełka na końcówki do pipet Qualitix [®]	10 ml	24 miejsca	312.10ER	4 szt.

Opis

Pudełka Qualitix[®] wykonane z tworzywa sztucznego PP, autoklawowalne. Przeznaczone do przechowywania 24 końcówek makro 10 ml szwajcarskiej firmy Socorex.