

## Statywy Plastibrand z PP na mikroprobówki



Statywy Plastibrand na mikroprobówki o śr. 11 mm. Wykonane z pełnego polipropylenu. Posiadają 128 otworów oznakowanych alfanumerycznie. Temperatura pracy w zakresie od -20 do +90°C. Autoklawowalne. Spełniają normy DIN EN 285.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Kolor
	K-6111	Statyw Plastibrand z PP na mikroprobówki	11 mm	8 x 16	128 miejsc	biały
	K-6112	Statyw Plastibrand z PP na mikroprobówki	11 mm	8 x 16	128 miejsc	niebieski
	K-6113	Statyw Plastibrand z PP na mikroprobówki	11 mm	8 x 16	128 miejsc	czerwony

### Opis

Oryginalne statywy Plastibrand na mikroprobówki o śr. 11 mm. Wykonane z pełnego polipropylenu o gęstości 1,2 g/cm<sup>3</sup>, dzięki czemu **w kąpeli wodnej opadają na dno**. Nadają się do ustawiania w stosy, jeden na drugim. Posiadają 128 otworów oznakowanych alfanumerycznie. Dostarczane w dwóch częściach **do samodzielnego montażu**. Dostępne w trzech kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. Temperatura pracy w zakresie od -20 do +90°C. Autoklawowalne w temperaturze 121°C i ciśnieniu 2 bar. Spełniają normy DIN EN 285.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 265 × 126 × 38 mm.