







Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk - PTFE - śr. sączka 30 mm

Whatman[®]

Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk (hydrofobowe) wyprodukowane dla potrzeb HPLC (przewietrzania, filtracji gazów, sączenia próbek w rozpuszczalnikach organicznych itp.). Filtry wykonane z PTFE, a obudowa sączka z polipropylenu. Kolorowe pierścienie obudowy ułatwiają wybór odpowiedniego sączka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. porów	Kolor	Szt./Op.
	B-1882	Jednorazowe filtry do strzykawk (śr. sączka 30 mm)	0,20 µm	biały	25 szt.
	B-1883	Jednorazowe filtry do strzykawk (śr. sączka 30 mm)	0,45 µm	zielony	25 szt.
	B-1884	Jednorazowe filtry do strzykawk (śr. sączka 30 mm)	1 µm	żółty	25 szt.
	B-1885	Jednorazowe filtry do strzykawk (śr. sączka 30 mm)	5 µm	szary	25 szt.

Opis

Jednorazowe filtry ReZist do strzykawk (hydrofobowe) wyprodukowane dla potrzeb HPLC (przewietrzania, filtracji gazów, sączenia próbek w rozpuszczalnikach organicznych itp.). Filtry wykonane z PTFE, a obudowa sączka z polipropylenu. Kolorowe pierścienie obudowy ułatwiają wybór odpowiedniego sączka.