



## Płyn do czyszczenia autoklawów 1 l



Płyn do czyszczenia autoklawów. Przeznaczony do sterylizatorów parowych firmy Prestige Medical.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                          | Rodzaj pak. | Pojemność |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-----------|
|  | B-6345  | Płyn do czyszczenia autoklawów | butelka     | 1000 ml   |

### Opis

Płyn do czyszczenia autoklawu usuwa zanieczyszczenia z wewnętrznych elementów zbiornika, zapobiega osadzaniu się kamienia. Rekomendowany przez firmę Prestige Medical.