



Płyn do czyszczenia autoklawów 1 l



Płyn do czyszczenia autoklawów. Przeznaczony do sterylizatorów parowych firmy Prestige Medical.

Miniatura



Nr-art.

B-6345

Nazwa

Płyn do czyszczenia autoklawów

Rodzaj pak.

butelka

Pojemność

1000 ml

Opis

Płyn do czyszczenia autoklawu usuwa zanieczyszczenia z wewnętrznych elementów zbiornika, zapobiega osadzaniu się kamienia. Rekomendowany przez firmę Prestige Medical.