



Pojemniki chłodzące CellCamper[®] Midi



Pojemniki CellCamper[®] Midi **do przechowywania lub transportu** próbek w **warunkach chłodzących**. Wyposażone w żelowe wkłady umożliwiające utrzymanie różnych zakresów temperatury. W komplecie wkład aluminiowy na 30 probówek reakcyjnych o pojemności 1,5/2,0 ml, który posiada skalę temperatury. Istnieje możliwość dokupienia wkładów na inne rodzaje probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Kolor
	2-3713	Pojemnik chłodzący CellCamper [®] Midi	od 0 do +4°C	zielony
	2-3714	Pojemnik chłodzący CellCamper [®] Midi	od -20 do 0°C	zielony
	2-3715	Pojemnik chłodzący CellCamper [®] Midi	od -22 do -18°C	zielony

Opis

Pojemniki CellCamper[®] Midi są przeznaczone **do bezpiecznego przechowywania lub transportu** próbek w **warunkach chłodzących**. Są wyposażone w żelowe wkłady umożliwiające utrzymanie różnych zakresów temperatury nawet do 14 godzin. Alternatywnie można stosować inny czynnik chłodzący, np. suchy lód. W komplecie znajdują się pokrywka i wkład aluminiowy na 30 probówek reakcyjnych o poj. 1,5/2,0 ml wyposażony w skalę do kontroli temperatury. Konstrukcja CellCamper[®] Midi zapobiega przewracaniu się probówek, przez co zapewnia bezpieczny i kontrolowany transport. Pojemniki są wykonane z pianki poliuretanowej (PU) i nadają się do czyszczenia alkoholem.

Zakres dostawy obejmuje: pojemnik CellCamper[®] Midi, wkład aluminiowy ze skalą temperatury na 30 probówek o poj. 1,5/2,0 ml oraz odpowiedni wkład chłodzący.

Jako akcesoria dostępne są inne wkłady chłodzące ([2-3716 - 2-3718](#)) i wkłady aluminiowe ([2-3719 - 2-3722](#)).

Pojemniki CellCamper[®] występują też w wersji Maxi ([2-3710 - 2-3712](#)).

Parametry	2-3713	2-3714	2-3715
Wkład aluminiowy	30 x 1,5/2,0 ml		
Śr. otworów	11 mm		

Wkład chłodzący	2-3716	2-3717	2-3718
Zakres temperatury	od 0°C do +4°C	od -20°C do 0°C	od -22°C do -18°C
Czas utrzymania temp.	14 h	12 h	6 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138 x 210 x 205 mm		