



Wkłady aluminiowe CellCamper[®] na próbki



Wkłady aluminiowe CellCamper[®] na próbki o różnej pojemności. Przeznaczone do pojemników chłodzących CellCamper[®] Maxi i Midi. Mogą być stosowane oddzielnie. Nadają się do użytku w temperaturze od -196°C do +100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Poj. próbek	Liczba otworów	Śr. otworów	Gł. otworów
	2-3719	Wkład aluminiowy CellCamper [®]	PCR	0,2 ml	x 120	6 mm	12 mm
	2-3720	Wkład aluminiowy CellCamper [®]	typu Eppendorf	1,5 ml	x 35	12 mm	35 mm
	2-3721	Wkład aluminiowy CellCamper [®]	typu Eppendorf	2,0 ml	x 35	12,5 mm	35 mm
	2-3722	Wkład aluminiowy CellCamper [®]	krioprobówki	2,0 ml	x 35	12,5 mm	35 mm

Opis

Wkłady aluminiowe CellCamper[®] są odpowiednie do stosowania z pojemnikami chłodzącymi [CellCamper[®] Maxi](#) i [Midi](#) lub samodzielnie jako bloki na próbki. Mogą być używane w temperaturze od -196°C do +100°C. Występują w wariantach przeznaczonych do próbek o poj. 0,2 ml, 1,5 ml, 2,0 ml lub do krioprobówek o poj. 2,0 ml. Zapewniają równomierny rozkład temperatury (+/- 0,1 °C). Wszystkie wkłady można czyścić mydłem lub alkoholami. Wykazują stabilność w świetle UV. Dodatkowo produkt 2-3719 posiada skalę do kontroli temperatury.

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

2-3719: 135 x 94 x 17 mm,

2-3720 – 2-3722: 135 x 94 x 38 mm.