



Pipety wielomiarowe kl. AS, z niebieską skalą - o poj. 1 ml - 50 ml



Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS. Skala i oznaczenia w kolorze niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. Z certyfikatem serii. Dostępne w siedmiu wariantach objętości od 1 do 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Tolerancja	Wysokość
	S-1455	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	1 ml	±0,007 ml	360 mm
	S-1456	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	2 ml	±0,010 ml	360 mm
	S-1457	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	5 ml	±0,030 ml	360 mm
	S-1458	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	10 ml	±0,050 ml	360 mm
	S-1459	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	20 ml	±0,100 ml	450 mm
	S-1460	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	25 ml	±0,100 ml	450 mm
	S-1461	Pipeta wielomiarowa kl. AS, z niebieską skalą	50 ml	±0,200 ml	720 mm

Opis

Pipety wielomiarowe wykonane z neutralnych rurek ze szkła zgodnie z normami ISO 835 i DIN 12699 dla pipet wielomiarowych. Kalibrowane wg normy dla klasy „AS”. Starannie uformowane końcówki zapewniają odpowiedni wypływ cieczy. Znak zgodności („DE-M”), numer seryjny, skala i inne informacje nadrukowano trwałą emalią w kolorze niebieskim. System kodujący w postaci kolorowych pasków na pipecie umożliwia szybką identyfikację określonej pojemności. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Pipety miarowe wykonane ze szkła o odporności chemicznej i właściwościach termicznych co najmniej klasy HGB3 (zgodnie z normą ISO 719).