










**Pipety wielomiarowe - kl. B - o poj. 0,2 ml - 50 ml**

**HIRSCHMANN**<sup>®</sup>

Pipety pomiarowe. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego AR. Brązowa podziałka. Klasa dokładności B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Z podziałką na całej długości. Kod koloru. DIN 12 695 i 12 696.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Szt./Op.
	E-4062	Pipeta pomiarowa	0,5 ml	0,01 ml	12 szt.
	E-4063	Pipeta pomiarowa	1 ml	0,1 ml	12 szt.
	E-4064	Pipeta pomiarowa	2 ml	0,1 ml	12 szt.
	E-4065	Pipeta pomiarowa	5 ml	0,1 ml	12 szt.
	E-4066	Pipeta pomiarowa	10 ml	0,1 ml	12 szt.
	E-4067	Pipeta pomiarowa	25 ml	0,1 ml	6 szt.
	E-4068	Pipeta pomiarowa	50 ml	0,2 ml	6 szt.

**Opis**

Pipety pomiarowe. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego AR. Brązowa podziałka. Klasa dokładności B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Z podziałką na całej długości. Kod koloru. DIN 12 695 i 12 696.