



Okrągły stojak na 94 pipety



Niebieski, okrągły stojak wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania do 94 pipet. Z możliwością autoklawowania do 121°C. Dla oszczędności miejsca dostarczany w stanie zdemontowanym.

Miniatura



Nr-art.

1-3115

Nazwa

Stojak z PP, okrągły, na 94 pipety

Opis

Niebieski, okrągły stojak wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania do 94 pipet. Z możliwością autoklawowania do 121°C. Dla oszczędności miejsca dostarczany w stanie zdemontowanym.