



**Statyw do mieszadeł magnetycznych SunLab:
SU1150, SU1200, SU1250, dla czujnika PT1000**

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab SU1150, SU1200, SU1250.

Miniatura



Nr-art.

D-8158

Nazwa

Statyw Sunlab dla modeli: SU1150, SU1200, SU1250, dla czujnika PT1000

Opis

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab [SU1150](#), [SU1200](#), [SU1250](#). Wykonany ze stali nierdzewnej.

Długość: 500 mm.