



Zaciski do membran dializacyjnych



Zaciski wykonane z poliamidu 6.6. Przeznaczone do węży do dializy. Niepływające. Można stosować w zakresie temperatur od -30°C do +80°C. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość zamknięcia	Dł. całkow.	Waga	Szt./Op.
	2-9465	Zaciski do membran dializacyjnych	50 mm	65 mm	6 g	10 szt.
	2-9466	Zaciski do membran dializacyjnych	70 mm	90 mm	11 g	10 szt.
	2-9467	Zaciski do membran dializacyjnych	110 mm	130 mm	19 g	10 szt.

Opis

Zaciski wykonane z poliamidu 6.6. Przeznaczone do węży do dializy. Niepływające. Można stosować w zakresie temperatur od -30°C do +80°C. Opakowanie zawiera 10 sztuk.