



Śrut ze stali nierdzewnej do wypełnienia łaźni



Śrut ze stali nierdzewnej do wypełnienia łaźni Ohaus. Zapewnia lepszą wymianę ciepła w przypadku nieregularnych kształtów naczyń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Waga
	H-3188	Śrut ze stali nierdzewnej do wypełnienia łaźni	450 g

Opis

Śrut do wypełnienia łaźni grzewczych (stosowany w blokach grzewczych zamiast wkładów aluminiowych). W sytuacji, gdy używane są **naczynia lub pojemniki o nieregularnych kształtach** śrut umożliwia **lepszą i szybszą wymianę ciepła** pomiędzy blokiem grzewczym a próbką, dzięki **większej powierzchni stykającej się ze ściankami** naczyń w porównaniu do wkładów aluminiowych oraz **większej przewodności cieplnej** w stosunku do piasku. Przeznaczony do łaźni i bloków grzewczych firmy Ohaus (może być stosowany również w modelach innych marek).