






## Zestawy do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki)

NALGENE<sup>®</sup>

Zestawy do filtracji próżniowej, wykonane z PSF. Łatwe do utrzymania w czystości, wielokrotnego użytku, autoklawowalne. **Nakręcany na butelkę** uchwyt na filtr można stosować z membranami o średnicy 47 lub 50 mm (membrana nie jest zawarta w zakresie dostawy). Podziałka wytłoczona na lejku ułatwia dozowanie filtrowanego płynu. Posiadają przyłącza do węży, pasujące do węży o średnicy wewnętrznej 6 do 8 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Pojemność	Poj. lejka
	N-0342	Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki)	GL45	250 ml	250 ml
	N-0343	Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki)	GL33	500 ml	500 ml
	N-0344	Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku (bez butelki)	GL45	500 ml	500 ml

### Opis

Zestawy do filtracji próżniowej, wykonane z PSF. Łatwe do utrzymania w czystości, wielokrotnego użytku, autoklawowalne. **Nakręcany na butelkę** uchwyt na filtr można stosować z membranami o średnicy 47 lub 50 mm (membrana nie jest zawarta w zakresie dostawy). Podziałka wytłoczona na lejku ułatwia dozowanie filtrowanego płynu. Posiadają przyłącza do węży, pasujące do węży o średnicy wewnętrznej 6 do 8 mm. W zakresie dostawy zawarta jest zatyczka z trzema złączami umożliwiającymi odpowietrzanie. Do stosowania na dowolnych butelkach o śr. gwintu 33 mm (nr art. N-0343) lub 45 mm (nr art. N-0342 i N-0344).