



Butelki laboratoryjne Duran Pressure plus+ protect+ - o poj. 100 ml - 1 l



Butelki laboratoryjne Duran Pressure plus+ protect+ są wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego Duran[®]. Z gwintem GL 45 oraz łatwą do odczytania niebieską skalą i polem do opisu. Dzięki specjalnej geometrii są odporne na działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. Są pokryte ochronną powłoką z tworzywa sztucznego (PA 12). Spełniają normę ISO 4796-1 oraz DIN EN 1595.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr.zew.	Wysokość	Gwint	Szt./Op.
	G-2644	Butelka laboratoryjna Duran [®] pressure plus protect	100 ml	56 mm	100 mm	GL45	1 szt.
	G-2646	Butelka laboratoryjna Duran [®] pressure plus protect	250 ml	70 mm	138 mm	GL45	1 szt.
	G-2647	Butelka laboratoryjna Duran [®] pressure plus protect	500 ml	86 mm	176 mm	GL45	1 szt.
	G-2649	Butelka laboratoryjna Duran [®] pressure plus protect	1000 ml	101 mm	225 mm	GL45	1 szt.

Opis

Butelki laboratoryjne Duran[®] Pressure plus+ protect+ łączą zalety dwóch modeli butelek Duran. Dzięki specjalnej geometrii, takiej jak w butelkach [Duran Pressure plus+](#), wykazują wysoką odporność na działanie ciśnienia. Mogą być stosowane w zakresie ciśnienia od -1 do +1,5 bar. Jednocześnie powleczone są dodatkową **powłoką polimerową (PA 12)** jak [butelki Duran[®] protect+](#). Powłoka chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi lub odpryskami. W przypadku stłuczenia butelki, minimalizuje utratę cieczy, nie dopuszczając do rozprysnięcia się szkła. Butelki Duran Pressure plus+ protect spełniają wymogi normy ISO 4796-1 oraz DIN ISO 1595. Są odporne na działanie promieniowania UV do dł. 500 nm.

Butelki Duran Pressure plus+ protect dostępne są w 4 pojemnościach: 100, 250, 500 oraz 1000 ml. Wyposażone w gwint GL 45 oraz łatwą do odczytania niebieską skalę.

Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych. Gama zakrętek do butelek z gwintem Duran obejmuje: [kolorowe zakrętki z PP](#), wytrzymałe zakrętki Duran wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), [zakrętki z membraną](#), skierowane do przemysłu farmaceutycznego [zakrętki Duran Premium](#) oraz [zakrętki z pierścieniem plombującym](#) i wiele innych.