






Biurety proste - przezroczyste - kl. AS - bez paska Schellbacha

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Biurety proste wykonane z bezbarwnego szkła borokrzemowego 3.3. Klasa „AS”. Oznaczenia w kolorze niebieskim. Oferowane w trzech wariantach różniących się objętością.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka
	S-1572	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	10 ml	0,02 ml
	S-1573	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	25 ml	0,05 ml
	S-1574	Biureta prosta - bez paska Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	50 ml	0,10 ml

Opis

Biurety proste wyprodukowano z kalibrowanych pod próżnią rurek borokrzemowych 3.3 zgodnie z normą ISO 385. Kalibrowane wg normy DIN/ISO dla szkła miarowego klasy „AS”. Dostarczane z wymiennym kurkiem odcinającym z PTFE. Napisy i wartości nominalne, znak zgodności („DE-M”) i numer partii nadrukowano na powierzchni szkła trwałą emalią w kolorze niebieskim. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Przezroczyste biurety posiadają wyłącznie niebieską skalę, bez paska Schellbacha. Posiadamy w ofercie na innej stronie te same biurety z paskiem Schellbacha.

Biurety należy właściwie umocować. Do tego celu można wykorzystać odpowiednie statywy oraz uchwyty.