








## Automatyczne biurety Schillinga - przezroczyste - z paskiem Schellbacha



Automatyczne biurety Schillinga wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. W zestawie z podstawką i butelką z PE. Podziałka w kolorze niebieskim z paskiem Schellbacha. Zero ustawione na stałe.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   | Pojemność | Podziałka | Poj. butelki |
|---|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|    | E-1559  | Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha | 5 ml      | 0,05 ml   | 500 ml       |
|   | E-1560  | Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha | 10 ml     | 0,05 ml   | 500 ml       |
|  | E-1561  | Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha | 15 ml     | 0,1 ml    | 500 ml       |
|  | E-1562  | Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha | 25 ml     | 0,1 ml    | 1000 ml      |
|  | E-1563  | Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha | 50 ml     | 0,1 ml    | 1000 ml      |

### Opis

Automatyczne biurety Schillinga wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. W zestawie z podstawką i butelką z PE. Podziałka w kolorze niebieskim z paskiem Schellbacha. Zero ustawione na stałe.