



Pojemniki z PS na próbki - zakrętką - poj. 200 ml

Kartell

Pojemniki na próbki o poj. 200 ml wykonane z przezrzedystego polistyrenu. W wersji niesterylnej pakowane w worek, w sterylnej pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor zakrętki	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	M-5383	Pojemniki z PS z zakrętką z PP	niebieska	200 ml	66 x 85,5 mm	niesterylny	worek	500 szt.
	M-5384	Pojemniki z PS z zakrętką z PP	czerwona	200 ml	66 x 85,5 mm	sterylny	pak. ind.	200 szt.

Opis

Pojemniki na próbki firmy Kartell wykonane z wysokiej jakości polistyrenu z zakrętkami z PP. W wersji niesterylnej (niebieska zakrętka) pakowane są w worek zawierający 500 sztuk. W wersji sterylnej (czerwona zakrętka) wyposażone dodatkowo w naklejkę ułatwiającą opisywanie i oznaczanie próbek. Sterylne pojemniki Kartell M-3854 są pakowane indywidualnie. Dostępne w opakowaniu zbiorczym zawierającym 200 szt.

Pojemniki z PS na próbki o poj. 200 ml znajdują zastosowanie do przechowywania i transportu próbek, w tym próbek biologicznych.