



## Papierki do oznaczeń jakościowych Peroxtesmo KO - do wykrywania peroksydazy w żywności



Papierki Peroxtesmo KO do szybkiego i łatwego wykrywania peroksydazy w żywności. Mogą być wykorzystywane w przemyśle spożywczym do oceny jakości jedzenia w puszkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3747	Papierki do ozn. jakościowych Peroxtesmo KO	biały - niebieski/zielony	100 szt.

### Opis

Papierki Peroxtesmo KO przeznaczone są do szybkiego i łatwego wykrywania nawet **śladowych ilości peroksydazy w produktach żywnościowych**. Doskonale sprawdzą się w przemyśle spożywczym do **oceny jakości puszkowanego jedzenia**. Peroxtesmo KO są **specyficzne wobec peroksydazy**. Test może być więc traktowany jako **badanie wstępne** do dalszej **oceny jakości** wyprodukowanej żywności. Obecność peroksydazy w badanej próbce powoduje zmianę barwy paska testowego z **białej na niebiesko-zieloną**. Opakowanie zawiera 100 pasków testowych o wymiarach 15 x 15 mm.