



Papierki do oznaczeń jakościowych Peroxtesmo KM - do wykrywania śladów krwi



Papierki Peroxtesmo KM służą do szybkiego i wykrywania śladów krwi z wysoką czułością, np. w kryminalistyce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3745	Papierki do ozn. jakościowych Peroxtesmo KM	biały - niebieski	25 szt.

Opis

Papierki Peroxtesmo KM przeznaczone są do szybkiego wykrywania śladów krwi z wysoką czułością. W kryminalistyce są używane do szybkich testów przesiewowych. Test ten wykorzystuje efekt (pseudo)-peroksydazy. Obecność śladów krwi w próbce powoduje zmianę zabarwienia paska z białej na niebieską. Peroxtesmo KM są specyficzne wobec peroksydazy, nie krwi. Z tego powodu papierki Peroxtesmo KM można stosować jako badanie wstępne.

Opakowanie zawiera 25 pasków testowych o wymiarach 30 x 15 mm.