



Mikromieszadłka magnetyczne w zestawie

Mikromieszadłka magnetyczne z teflonu w różnych kolorach.

Pudełko zawiera łącznie 12 mieszadełek w 4 rozmiarach i 3 kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym.

Miniatura



Nr-art.

6-2030

Nazwa

Mikromieszadłka mag., kolorowe

Szt./Op.

zestaw 12 szt.

Opis

Mikromieszadłka magnetyczne z teflonu w różnych kolorach.

Pudełko zawiera łącznie 12 mieszadełek w 4 rozmiarach i 3 kolorach: czerwonym, niebieskim i żółtym.

Rozmiary mieszadełek:

- 3 szt.: dł. 8 mm x śr. 1,5 mm,
- 3 szt.: dł. 5 mm x śr. 2,0 mm,
- 3 szt.: dł. 7 mm x śr. 2,0 mm,
- 3 szt.: dł. 10 mm x śr. 3,0 mm.