




Zestaw ośmiokątnych mieszadełek magnetycznych

Zestaw 7 ośmiokątnych mieszadełek magnetycznych z pierścieniem środkowym, w pudełku z przezroczystą pokrywą. Zawiera magnes do bezpiecznego wyjmowania mieszadełek. Idealny do codziennego użytku w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	6-1998	Zestaw mieszadełek magnetycznych z pierścieniem środkowym, z bagietką do mieszadełek magnetycznych	7 szt.

Opis

Zestaw ośmiokątnych mieszadełek magnetycznych z pierścieniem środkowym. W skład zestawu wchodzi **siedem mieszadełek o różnych rozmiarach**. Zostały wykonane z trwałego, **białego politetrafluoroetyleny (PTFE)**, który cechuje się wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych i temperatur. Produkt nie jest jałowy. Ich ośmiokątny kształt oraz centralny pierścień zapewniają stabilność podczas pracy i ułatwiają ich wyjmowanie. Całość zapakowana jest w wygodne pudełko z przezroczystą, zawiasową pokrywą, które pozwala na ich uporządkowane przechowywanie.

Rozmiary mieszadełek:

- 12,7 × 8 mm,
- 15,9 × 8 mm,
- 25,4 × 8 mm,
- 28,6 × 8 mm,
- 38,1 × 8 mm,
- 50,8 × 8 mm,
- 76,2 × 12,7 mm.

Zestaw doskonale sprawdza się w codziennej pracy laboratoryjnej, umożliwiając mieszanie próbek o różnych objętościach. W dostawie znajduje się również **magnes do wyjmowania mieszadełek**, który umożliwia higieniczne i bezkontaktowe usuwanie ich z cieczy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy.