



Mikrowirówka Force 1418



Force 1418 to doskonała mikrowirówka amerykańskiej firmy Labnet dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-3033	Mikrowirówka Force 1418	1 szt.
	K-3034	Adaptery redukcyjne do próbek o poj. 0,5 ml	6 szt.
	K-3035	Adaptery redukcyjne do próbek o poj. 0,4 ml	6 szt.
	K-3036	Adaptery redukcyjne do próbek o poj. 0,2 ml	6 szt.

Opis

Force 1418 to doskonała mikrowirówka amerykańskiej firmy Labnet dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

Maksymalna ilość obrotów: 13000 obrotów na minutę (13000 min^{-1}) lub 14000 x g.

Minimalna ilość obrotów: 1000 obrotów na minutę (1000 min^{-1}).

Czas wirowania: do 99 min.

Wymiary: 267 x 236 x 178 mm.

Ciężar: 5,5 kg.

Max. pojemność: 18 próbek x 1,5/2,0 ml.

W sprzedaży dostępne również tulejki redukcyjne do próbek 0,5 ml, 0,4 ml oraz 0,2 ml.