



Wirówka uniwersalna Labofuge 400 - Heraeus

thermo**scientific**

Uniwersalna wirówka znanej firmy Heraeus (obecnie Thermo Scientific)

Maks. ilość obrotów (w rotorze mikrolitrowym): 11500 obr./min lub 12568 x g.

Min. ilość obrotów: 300 obr./min.

Maks. pojemność: 4 x 180 ml (wirnik horyzontalny).

Czas wirowania: 1-99 min.

Czas przyspieszenia: 50 s.

Czas hamowania: 35 s.

Podana cena nie obejmuje rotora. Rotory i pozostałe akcesoria – do nabycia na zapytanie.

Miniatura



Nr-art.

K-3029

Nazwa

Wirówka uniwersalna Labofuge 400 - bez rotora

Opis

Uniwersalna wirówka znanej firmy Heraeus (obecnie Thermo Scientific)

Dane ogólne i techniczne:

- mikroprocesorowe sterowanie przez Megacontrol II,
- wyświetlacze cyfrowe LED ułatwiające ustawianie i kontrolowanie zadanych parametrów cyklu wirowania,
- szybki bieg do wstępnego wirowania,
- mechanizm indukcyjny nie wymagający konserwacji,
- bardzo cichy bieg z niskim poziomem wibracji,
- miękki start i hamowanie dla wrażliwych próbek oraz powolne zatrzymywanie,
- dla bezpieczeństwa – automatyczny wyłącznik przy braku wyważenia.

Maks. ilość obrotów (w rotorze mikrolitrowym): 11500 obr./min lub 12568 x g.

Maks. pojemność: 4 x 180 ml (wirnik horyzontalny).

Min. ilość obrotów: 300 obr./min.

Czas wirowania: 1-99 min.

Czas przyspieszenia: 50 s.

Czas hamowania: 35 s.

Wymiary: 310 x 436 x 568 mm.

Ciężar: 40 kg.

Moc: 250 W.

Podana cena nie obejmuje rotora. Rotory i pozostałe akcesoria – do nabycia na zapytanie.