




## Rękawice lateksowe Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> - bezpudrowe



Zielone rękawice lateksowe Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> firmy Ansell z wewnętrzną powłoką nawilżającą. Łatwe w zakładaniu, wytrzymałe i elastyczne. Z niską zawartością białek. Bezpudrowe. AQL 1,5. Teksturowane na całej powierzchni. Pakowane po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	30301200L	Rękawice lateksowe Micro-Touch <sup>®</sup> HydraCare <sup>™</sup> - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	L	jasnozielone	100 szt.

### Opis

Lateksowe, bezpudrowe rękawiczki diagnostyczne z nawilżającą powłoką Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> firmy Ansell charakteryzują się właściwościami ochronnymi i pielęgnacyjnymi dla skóry dłoni. Pomagają zachować jędrność skóry, poprawiają jej elastyczność. Dodatkowy komfort przy długich zabiegach lub procedurach. W połączeniu z wewnętrzną chlorowaną powierzchnią rękawice łatwo się zakłada, nawet przy wilgotnych dłoniach. Rękawice Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> wykonane są z lateksu o niskiej zawartości białek, o niskim działaniu uczulającym. UWAGA: produkt ten zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może powodować reakcje alergiczne, w tym anafilaktyczne.

Zapewniają bardzo dobrą ochronę, wysoki komfort i dobre dopasowanie do dłoni. AQL 1,5. Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> posiadają oznaczenie CE jako wyrób medyczny klasy I. Jest to gwarancja stałej jakości i zapewnienie ochrony w szerokim zakresie zastosowań. Rękawiczki Micro-Touch<sup>®</sup> HydraCare<sup>™</sup> są teksturowane na całej powierzchni – dzięki temu oferują zwiększoną przyczepność, nawet w wilgotnym lub mokrym środowisku. Długość rękawiczek wynosi 240 mm. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.