



Demineralizator Destillo 2

Urządzenie Destillo 2 do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Stworzony ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. Dostarczany wraz z nabojem dejonizującym, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym. W ofercie również możliwość dokupienia zapasowego wkładu.

Miniatura



Nr-art.

2-1171

Nazwa

Demineralizator Destillo 2



2-1172

Zapasowy wkład do demineralizatora Destillo 2

Opis

Urządzenie Destillo 2 do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Stworzony ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. W zestawie z nabojem dejonizującym jednorazowego użytku, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym. W ofercie również do kupienia wkład zapasowy jednorazowego użytku.

Dane techniczne:

Wydajność: 50 l/h.

Wydajność przy 1° dH: 320 l.

Wydajność przy 10° dH: 32 l.

Podłączenie wody nieoczyszczonej: 3/4".

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 115 x 115 x 515 mm.

Ciężar: 3 kg.