



Blok grzejny neoBlock-Heizer Duo

FOR MY LAB
neoLab[®]

Przeznaczony na 2 szeregowe bloki aluminiowe lub na jeden duży blok do płytek mikrotitracyjnych. Zajmuje niewiele miejsca. Blok wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokości 11 mm, wskazujący jednocześnie temperaturę zadaną i rzeczywistą. Przy temperaturze powyżej 60°C oraz przy wyłączonym urządzeniu dioda sygnalizuje ciepło resztkowe.

Miniatura



Nr-art.

2-2504

Nazwa

Blok grzejny neoBlock-Heizer Duo I - bez wkładu aluminiowego

Opis

Przeznaczony na 2 szeregowe bloki aluminiowe lub na jeden duży blok do płytek mikrotitracyjnych. Zajmuje niewiele miejsca. Blok wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokości 11 mm, wskazujący jednocześnie temperaturę zadaną i rzeczywistą. Przy temperaturze powyżej 60°C oraz przy wyłączonym urządzeniu dioda sygnalizuje ciepło resztkowe.

Zakres temperatur: od temperatury pokojowej do 110°C.

Dokładność: 0,1°C, przy 37°C: +/- 0,2°C, przy 110°C: +/- 0,4°C.

Czujnik temperatury można umieszczać od góry lub od tyłu urządzenia. Zaprogramowane dane pozostają zachowane w pamięci nawet przy przerwie w zasilaniu prądem. Urządzenie posiada zegar sterujący (0-99,9 godzin).

Wymiary: 19 x 14 x 15 cm (dł. x szer. x wys.).

Zasilanie: 220 Volt, 200 Wat.