



Ręczna suszarka do laboratorium

Ręczna suszarka z 3 różnymi stopniami regulacji ciepła i 2 prędkościami obrotowymi. Maks. ogrzewanie o mocy 2300 W. System zabezpieczający przed przegrzaniem. Z uchwytem do zawieszania. Posiada zdejmowany filtr powietrza.

Miniatura



Nr-art.

L-7006

Nazwa

Ręczna suszarka Pro-Air do laboratorium

Moc

2300 W

Opis

Ręczna suszarka z 3 różnymi stopniami regulacji ciepła i 2 prędkościami obrotowymi. Maks. ogrzewanie o mocy 2300 W. System zabezpieczający przed przegrzaniem. Z uchwytem do zawieszania. Posiada zdejmowany filtr powietrza.