



Lampa na podczerwień

SANITAS

Lampa stołowa przeznaczona do naświetlania lub delikatnego suszenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem promieniowania.

Miniatura



Nr-art.

2-1159

Nazwa

Lampa na podczerwień

Opis

Lampa stołowa przeznaczona do naświetlania lub delikatnego suszenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem promieniowania.

Zasilanie: 220 V.

Moc: 100 W.

Posiada znak GS i VDE.