



Łaźnia wodna

FOR MY LAB
neoLab[®]

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie. Zakres temperatur wynosi od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Moc grzania
	E-4085	Łaźnia wodna z wanną z PC	2,2 l	500 W
	E-4086	Łaźnia wodna z wanną z PC	3,5 l	600 W
	E-4087	Łaźnia wodna z wanną z PC	4,3 l	750 W
	E-4088	Łaźnia wodna z wanną z PC	6,5 l	1000 W
	E-4089	Łaźnia wodna z wanną z PC	8,5 l	1000 W
	E-4090	Łaźnia wodna z wanną z PC	11,0 l	1200 W
	E-4091	Łaźnia wodna z wanną z PC	12,5 l	1500 W
	E-4092	Łaźnia wodna z wanną z PC	30,0 l	2000 W

Opis

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie.

Zakres temperatur: od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C

Dokładność: ok. $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

Odporność temperaturowa: do 120°C

Zasilanie: 220 V / 50 Hz

Zakres dostawy: termostat do zawieszania wraz z kablem przyłączeniowym i wtyczką, wbudowany termostat bezpieczeństwa, przezroczysta wanna z poliwęglanu, wkład do umieszczenia na dnie, do bezpośredniego ustawiania naczyń i statywów.

Pokrywy oraz pływaki do łaźni wodnych należy zamawiać osobno.