



Cyfrowe łaźnie wodne (GFL 1002 - GFL 1008) oraz cyrkulacyjne (GFL 1012 i GFL 1013)



Łaźnie GFL to niezawodne, solidnie wykonane urządzenia. Posiadają mikroprocesorową regulację temperatury pozwalającą na utrzymanie stałej temperatury w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C (po zamontowaniu regulatora poziomu wody: od 3°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C). Łaźnie GFL pozwalają uzyskać równomierną temperaturę, mierzoną i wyświetlaną z dokładnością +/- 0,1°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wym. wewnętrzne	Uwagi
	K-3042	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1002	7 litrów	245 x 200 x 145 mm	-
	K-3043	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1003	14 litrów	400 x 245 x 145 mm	-
	K-3044	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1004	21 litrów	600 x 245 x 145 mm	-
	K-3045	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1005	40 litrów	410 x 296 x 325 mm	-
	K-3046	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1008	20 litrów	400 x 245 x 205 mm	-
	K-3047	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1012	7 litrów	245 x 200 x 145 mm	Z układem cyrkulacji
	K-3048	Cyfrowa łaźnia wodna GFL 1013	14 litrów	400 x 245 x 145 mm	Z układem cyrkulacji
	K-3053	Statyw ze stali szlachetnej z 5 otworami o śr. 31 mm	-	-	Wyłącznie do łaźni GFL 1005

Opis

Łaźnie GFL to niezawodne, solidnie wykonane urządzenia. Posiadają mikroprocesorową regulację temperatury pozwalającą na utrzymanie stałej temperatury w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C (po zamontowaniu regulatora poziomu wody: od 3°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C). Łaźnie GFL pozwalają uzyskać równomierną temperaturę, mierzoną i wyświetlaną z dokładnością +/- 0,1°C. Urządzenia posiadają elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wygodną w obsłudze klawiaturę. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest z nierdzewnej stali szlachetnej a obudowa (zewnątrzna) z galwanizowanej stali malowanej proszkowo.

Dodatkowo modele 1012 i 1013 posiadają system cyrkulacji wody zapewniający jeszcze lepszą jednorodność temperatury wewnątrz urządzenia. W przypadku zamówienia modelu 1005 ze stelażem 1923 urządzenie dostarczane jest bez perforowanego wkładu.

Wycofane cyfrowe łaźnie wodne (GFL 1002-1005 oraz GFL 1008) zostały zastąpione przez cyfrowe łaźnie wodne [Lauda Hydro H \(produkty K-8600-K-8605\)](#).

Również modele z systemem cyrkulacji GFL 1012 oraz GFL 1013 zostały zastąpione przez modele [Lauda Hydro H 8 A \(K-8611\)](#) oraz [Hydro H 16 A \(K-8612\)](#).