




## Probówki szklane do metody Kjeldahla



Probówki marki Büchi przeznaczone do metody Kjeldahla. Wykonane ze szkła. Sprzedawane w opakowaniach po 4 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	037377	Probówki na próbki do metody Kjeldahla	300 ml	48 x 260 mm	4 szt.

### Opis

Probówki szklane do metody Kjeldahla (oznaczania azotu amonowego i aminowego). Przeznaczone do aparatów K-425/K-436/K-439 marki Büchi. W całości wykonane ze szkła. W sprzedaży opakowania po 4 sztuki.

### Wymiary

Średnica zewnętrzna: 48 mm

Średnica zewnętrzna przy otworze: 55 mm

Wysokość: 260 mm