

## Łódeczki wagowe MN 808 - niezawierające azotu



Łódeczki wagowe MN 808 wykonane są z pergaminu niezawierającego azotu. Przeznaczone do ważenia substancji lepkich i o konsystencji syropu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	M-4562	Łódeczki wagowe MN 808 - niezawierające azotu	58 x 10 x 10 mm	100 szt.
	M-4563	Łódeczki wagowe MN 808 - niezawierające azotu	70 x 23 x 15 mm	100 szt.

### Opis

**Łódeczki wagowe MN 808** są wykonane ze specjalnego pergaminu, który nie zawiera azotu. Bardzo dobrze sprawdzą się do ważenia substancji o wysokiej lepkości lub do próbek o konsystencji syropu.

Opakowanie zawiera 100 sztuk łódeczek o wymiarach 58 x 10 x 10 mm (M-4562) lub 100 sztuk łódeczek o wymiarach 70 x 23 x 15 mm (M-4563).